

Mode d'emploi siège de massage - Réf. 012501



Fourniture

- Siège de massage.
- Bloc d'alimentation.
- Adaptateur pour véhicule.
- Le présent mode d'emploi.
- Avertissement: L'appareil est uniquement conçu pour un usage dans un environnement domestique/privé, et non pas pour le domaine professionnel.

Cet appareil peut être utilisé par les enfants à partir de 8 ans ainsi que les déficients physiques, sensoriels ou mentaux et les personnes ayant peu de connaissances ou d'expérience à la condition qu'ils soient surveillés ou sachent comment l'utiliser en toute sécurité et en comprennent les risques. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. Si le câble d'alimentation électrique de l'appareil est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service clients ou toute autre personne qualifiée afin d'éviter tout danger.



Explication des symboles

• Les symboles suivants sont utilisés dans le mode d'emploi et sur la plaque signalétique :

AVERTISSEMENT : Avertissement, risque de blessure ou danger pour votre santé.

ATTENTION : Remarque de sécurité relative à la possibilité de dommages sur l'appareil/les accessoires.

Remarque: Remarque relative à des informations importantes.

L'appareil est doublement isolé et est conforme à la classe de protection 2.

Utiliser uniquement en intérieur.

Ne pas utiliser plié ou roulé !

Ne pas y introduire d'aiguilles !

Premières expériences

Fonctions de l'appareil

Avec cet appareil de massage électrique, asseyez-vous et profitez d'un massage du dos et des cuisses.

• Effectués dans un but de stimulation ou de détente, les massages peuvent être utilisés afin de traiter les contractures musculaires, les douleurs et la fatigue. Cet appareil de massage utilise 5 moteurs à vibrations et dispose de plusieurs modes de réglage. Grâce à l'adaptateur fourni, vous pourrez utiliser ce siège même en voiture. Avant toute utilisation, vous devez trouver un support adapté pour le siège de massage.

L'appareil est prévu uniquement pour un usage personnel et non pas à des fins médicales ou commerciales.

Utilisation conforme aux indications

• Cet appareil est exclusivement destiné au massage du dos et des jambes et ne peut être utilisé dans les cas suivants. Il ne saurait remplacer un traitement médical. N'utilisez pas l'appareil de massage si vous êtes concerné par un ou plusieurs des avertissements suivants.

AVERTISSEMENT

• N'utilisez pas l'appareil: ne pas utiliser en cas de changement paathologique ou de blessure au niveau de la région du corps à masser (par exemple, ena cas de hernie discale, de plaie ouverte), pendant la grossesse, pendant le sommeil, pour les animaux, lors d'activités au cours desquelles une réaction imprévue pourrait être dangereuse, après l'absorption de substances limitant la perception sensorielle (par ex. médicaments à effet analgésique, alcool), en aucun cas pendant plus de 15 minutes (risque de surchauffe) ou laissez-le refroidir minimum 15 minutes avant de le réutiliser.

- Si vous n'êtes pas certain que l'appareil de massage soit adapté à votre cas, demandez conseil à votre médecin.
- Les surfaces de l'appareil sont chaudes. Les personnes sensibles à la chaleur doivent éviter de toucher l'appareil lors de son utilisation.
- Avant d'utiliser l'appareil de massage, demandez un avis médical : si vous souffrez d'une maladie grave ou si vous avez subi une opération au niveau de la moitié supérieure du corps, des fessiers ou des jambes, lorsque vous portez un stimulateur cardiaque, des implants ou tout autre auxiliaire, Thromboses, Diabète, pour toute douleur de cause indéterminée.
- L'appareil est uniquement prévu dans le but décrit dans le présent mode d'emploi. Le fabricant ne saurait être responsable des dommages causés par une utilisation incorrecte ou imprudente.

Remarques de sécurité

- Lisez attentivement le présent mode d'emploi ! La non-observation des remarques suivantes peut causer des dommages personnels ou matériels. Conservez le mode d'emploi et faites en sorte qu'il soit accessible aux autres utilisateurs. Lors du transfert de l'appareil, n'oubliez pas de donner aussi le présent mode d'emploi.
- Avertissement : Ne laissez pas l'emballage à la portée des enfants. Risque d'asphyxie.
- Avertissement : Électrocution, comme tout appareil électrique, cet appareil de massage doit être utilisé avec prudence et avec soin afin d'éviter tout danger d'électrocution.
- Par conséquent, n'utilisez l'appareil : qu'avec le bloc d'alimentation fourni et à la tension secteur indiquée sur ce bloc, en aucun cas si l'appareil ou ses accessoires présentent des dommages visibles, pendant un orage.



Mode d'emploi siège de massage - Réf. 012501

Remarques de sécurité (suite)

- En cas de défauts ou de dysfonctionnements, arrêtez et débranchez immédiatement l'appareil. Ne tirez pas sur le cordon électrique de l'appareil pour débrancher le bloc d'alimentation. Ne tenez ou ne portez jamais l'appareil par son cordon d'alimentation. Éloignez les câbles des surfaces chaudes. Ne pas coincer, plier ni tourner le câble. Ne pas y enfoncer d'aiguilles ou d'autres objets pointus.
- Veillez à ce que l'appareil de massage, la commande, le bloc d'alimentation et le cordon ne soient pas au contact d'eau ni d'autres liquides. Par conséquent, n'utilisez l'appareil qu'à l'intérieur, dans des pièces à l'abri de l'humidité.
- N'attrapez en aucun cas un appareil tombé dans l'eau. Débranchez-le immédiatement.
- N'utilisez pas l'appareil ou ses accessoires s'ils présentent des dommages visibles.
- Évitez de secouer l'appareil et ne le laissez pas tomber.

Réparations

- Les réparations des appareils électriques doivent être effectuées uniquement par des électriciens qualifiés. Les réparations non conformes peuvent présenter des risques sérieux pour l'utilisateur. Pour toute réparation, adressez-vous au service après-vente ou à un dépositaire agréé.
- En cas d'endommagement de l'adaptateur secteur, de l'adaptateur allume-cigare ou du câble, vous devez les faire remplacer par un revendeur autorisé.

Risque d'incendie

- L'utilisation non conforme de l'appareil ou le non-respect du présent mode d'emploi risque dans certains cas de provoquer un incendie !
- Par conséquent, n'utilisez l'appareil de massage : en aucun cas sous une couverture, un coussin, ...
 - en aucun cas à proximité d'essence ou d'autres matériaux facilement inflammables.

Attention lors de la Manipulation

- Après chaque utilisation et avant chaque nettoyage, arrêtez l'appareil et débranchez le bloc d'alimentation.
- Placez l'appareil à l'abri de températures élevées.

Attention lors de l'élimination du produit

 Veuillez éliminer l'appareil conformément à la directive européenne – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) relative aux appareils électriques et électroniques usagés. Pour toute question, adressez-vous aux collectivités locales responsables de l'élimination et du recyclage de ces produits.

Mise en service

- Retirez tous les emballages. Veillez à ne pas laisser les emballages à la portée des enfants. Risque d'asphyxie.
- Vérifiez que l'appareil, le bloc d'alimentation et le cordon ne présentent aucun dommage.
- Placez le siège sur un support adapté, équipé d'une assise et d'un dossier (chaise, canapé, etc.). Veillez à ce que le siège soit installé de manière à être parfaitement en contact avec son support et à une hauteur suffisante pour le dossier.
- Pour fixer la housse de siège, utilisez si besoin le bandeau de fixation flexible.
- Connectez l'adaptateur secteur ou allume-cigare à la housse de siège.

AVERTISSEMENT

- Évitez de secouer l'appareil et ne le laissez pas tomber.
- N'utilisez pas l'appareil ou ses accessoires s'ils présentent des dommages visibles.
- Utiliser uniquement avec l'adaptateur secteur ou allume-cigare fourni, et uniquement à la tension indiquée sur le transformateur.

Description de l'appareil



Siège de massage (face avant)

- 1. 5 moteurs de massage
- 2. Sangles de fixation
- 3. Bloc d'alimentation avec prise
- 4. Adaptateur allume-cigare
- 5. Commande manuelle



Commande manuelle

- 1. Touche avec LED de contrôle
- 2. Pousser le haut de la touche d'intensité de massage
- 3. Pousser le bas de la touche d'intensité de massage
- Arrière de la touche d'intensité de massage
- 5. Touche avec LED de contrôle
- 6. Câble de raccordement de l'appareil

Utilisation

- Installez-vous confortablement dans le siège. Faites attention à vous positionner bien au milieu, afin que votre corps soit parfaitement en contact avec le siège de massage.
- Allumez l'appareil de massage au moyen de la touche .
- Utilisez les touches 2 à 4 pour choisir la zone à masser et l'intensité de massage correspondante. Vous pouvez régler l'intensité du massage en appuyant à nouveau sur les touches 2 à 4 (0 = arrêt, 1 = niveau d'intensité 1, 2 = niveau d'intensité 2). Après la 3e pression, le massage s'arrête. Les zones de massage activées sont indiquées par les LED.
- Le début du massage active automatiquement l'arrêt automatique et le règle sur 15 minutes.
- Appuyez sur la touche 5 pour activer et désactiver la fonction de chauffage de la zone dorsale.
- Utiliséz l'appareil de massage pendant au maximum 15 minutes. Le massage peut être interrompu à tout moment à l'aide de la touche .
- Après la fin du massage, déconnectez l'appareil du secteur.

Remarque: N'utilisez pas l'appareil de massage juste avant de vous coucher. Le massage peut aussi avoir un effet stimulant et provoquer des problèmes d'endormissement.

Avertissement: Le massage doit à tout moment être ressenti comme quelque chose d'agréable et de relaxant. Si le massage est douloureux ou désagréable, interrompez-le ou changez la position de l'appareil.



Mode d'emploi siège de massage - Réf. 012501

Autre utilisation en voiture

• Ce siège de massage peut également être utilisé en voiture grâce à l'adaptateur fourni. Pour cela, il vous suffit de raccorder la fiche de l'adaptateur pour véhicule à la prise de l'appareil. Branchez l'adaptateur pour véhicule sur la prise de l'allume-cigare ou sur une autre prise de 12 V (par ex. au niveau du coffre). Le fonctionnement est le même que celui décrit précédemment.

Avertissement: N'utilisez en aucun cas le siège de massage lorsque vous conduisez un véhicule.

Le massage et le réglage de l'appareil risquent de vous perturber pendant votre conduite. L'appareil ne doit en aucun cas vous perturber lors de votre conduite. Pour cette raison, il ne doit être utilisé que par les passagers ou lorsque vous êtes arrêté et que le véhicule est immobilisé. Notez que l'appareil risque, dans certains cas, de décharger la batterie si le moteur est éteint. Avec certains véhicules, la prise de 12 V fonctionne uniquement lorsque le moteur tourne. Ce siège de massage vous permettra de vous relaxer pendant vos arrêts pour reprendre la route en meilleure forme.

Entretien et rangement

• Nettoyage avertissement :

- Avant chaque nettoyage, débranchez l'appareil.
- Nettoyez l'appareil uniquement selon la méthode indiquée. Il ne doit en aucun cas pénétrer du liquide dans l'appareil ou dans les accessoires.
- Attendez que l'appareil soit complètement sec avant de le réutiliser.

Nettoyez l'appareil débranché et froid avec un chiffon juste légèrement humide. Vous pouvez pour cela utiliser un produit nettoyant léger.

• Conservation:

- Rangez l'appareil de massage hors de portée des enfants, dans un endroit à l'abri de l'humidité et de la chaleur. Nous vous recommandons de ranger l'appareil dans son emballage d'origine.
- Évitez de mettre l'appareil ou sa housse au contact d'objets pointus ou tranchants susceptibles de les endommager.

Que faire en cas de problème

Problème	Cause	Remède
L'appareil est très bruyant lors de son fonctionnement	Le siège n'est pas parfaitement en contact avec son support	Veillez à ce que le siège soit parfaitement en contact avec son support
Interruption du massage	La durée de fonctionnement maximale paramétrée par défaut est écoulée	Laissez refroidir l'appareil pendant au moins 15 minutes, avant de l'utiliser à nouveau. Rallumez l'appareil puis recommencez
	La connexion à la prise secteur a été interrompue	Vérifiez le raccordement et le contact entre la prise du bloc d'alimentation et la prise secteur
Aucun massage	L'appareil n'est pas branché	Effectuez tous les branchements nécessaires et allumez l'appareil
	L'appareil n'est pas allumé	Allumez l'appareil et activez le massage avec les touches 2 à 4