

# SECURIMED

## OTOSCOPE ECLIPSE

### Otoscope de poche à fibres optiques



Fonctionnalité, performance et qualité exceptionnelle pour une plus grande fiabilité du diagnostic

*Pour les professionnels de la Santé :* pour l'examen du conduit auditif ou pour l'éclairage de surfaces lors d'examens non invasifs.

☒ Les fibres optiques assurent la concentration et la transmission optimale du faisceau lumineux, permettant une vue sans entrave ni éblouissements, même dans les zones difficilement accessibles.

### Loupe grossissante pivotante X 2,5



### Support Oscope



- Illumination homogène sans reflet du canal auriculaire et du tympan.
- Tête montée sur vis, pour une fixation sûre du manche.
- Loupe pivotante grossissante x 2,5, avec la possibilité d'introduire d'autres instruments lorsque la loupe est pivotée.
- Face avant de la tête équipée d'une monture en laiton chromée, résistante à l'usure, pour une mise en place et un retrait rapides du spéculum auriculaire.
- Poignée de haute qualité en aluminium, robuste et résistante aux chocs.
- Clip de fixation métallique situé sur le manche.
- Alimentation : 2 piles 1,5 V (LR6 – AA).
- Disponible en plusieurs coloris : Noir, Argent, Rouge et Bleu
- **Garantie** : 1 an

Réf :

PRAXI  
29006  
Noir

PRAXI  
29007  
Argent

PRAXI  
29008  
Rouge

PRAXI  
29009  
Bleu

Accessoires

PRAXI  
29010  
Ampoule

PRAXI  
29011  
Support

GARANTIE  
1  
an



<b>Eclairage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fibres optiques</li> </ul>
<b>Tête</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Extérieur : polypropylène</li> <li>• Intérieur : ABS</li> <li>• Support de spéculum : Laiton chromé</li> <li>• Raccord de soufflerie</li> </ul>
<b>Loupe pivotante</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facteur grossissant x 2,5</li> <li>• Acrylique</li> </ul>
<b>Support d'ampoule</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laiton</li> </ul>
<b>Ampoule</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2,5 V</li> </ul>
<b>Manche</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aluminium</li> </ul>
<b>Clip de fixation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Métallique</li> </ul>
<b>Alimentation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 piles 1,5 V (LR6 – AA)</li> </ul>
<b>Poids total</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 137 g (avec piles)</li> <li>• 90 g (sans pile)</li> </ul>
<b>Longueur totale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 16,5 cm</li> </ul>
<b>Accessoires fournis</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spéculum à usage unique : 4 mm et 2,5 mm</li> <li>• 2 piles LR6 AA</li> </ul>
<b>Garantie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 an (dans les conditions normales d'utilisation)</li> </ul>
<b>Norme</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Directive européenne 93/42/CEE</li> </ul>

