

Pansements Sécuridoigt bleus



Information et composition

- Nom habituel: DETECTAPLAST universal / elastic / premium.
- Impuretés, additifs dangereux : aucun.
- La compresse alu est composée d'un film alu de 50g/m² collé sur une compresse neutre non adhésive d'épaisseur 500mu.
- La colle hypoallergène ne contient pas de latex.
- Le film du pansement travaillé ne contient pas de SVHC.

Les risques

- Effet sur la santé : pas de risques en cas de conditions normales de l'hygiène industrielle et personnelle.
La compresse non adhérente et aérée permet d'éviter l'irritation de la peau par déshydratation. Toutefois, l'irritation ne peut pas être exclue en cas de contact d'extrême longue durée ou de caractère répétitive.
- Influence sur l'environnement : pas de risque mentionnable pour la faune et la flore.
- Risques spécifiques : aucun.

Traitement et stockage

- Stocker dans des endroits bien renfermés.
- Tenir hors de portée de toute incendie, combustion, chaleur et la source d'allumage.
- Temperature maximum de stockage = + 25°C, minimum = -5°C.
- Stocker dans un endroit à humidité de l'air réduite.
- Protéger l'emballage contre le soleil, l'eau – ou l'intrusion d'eau.
- Tenir hors de portée de produits oxydants.
- Répondre à la réglementation nécessaire en matière d'exigences de stockage stériles.
- Pictograms utilisées sur l'emballage :



Caractéristiques techniques

- Couleur : bleue.
- Odeur : sans odeur.
- Détection : détecteur métallique avec pellicule magnétique.

Informations légalement obligatoires

- Classification spécifique/symbole : CE.
- Nature des risques : aucun.
- Mesures de sécurité : S7/ conserver dans un emballage bien fermé. S16/ tenir hors de portée de sources d'allumage.
- Classification : Class I Medical devices.
- Module de traçabilité : lot et date d'expiration sur le dos de l'emballage, marqué avec code-barres éventuel.
- Module de détection : chaque pansement manufacturé est enregistré dans notre base de données, reliée à l'unité de l'expédition rapportant la dimension, lot et numéro de production.
- Symbole de l'enregistrement.
- Règlement (UE) n°. 1935/2004 : ce produit est CONFORME au règlement des produits destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.
- Adresse : l'adresse est marquée sur le dos de l'emballage.

Autres informations

- Cette fiche de sécurité a été rédigée selon la directive 93/42/EEC, adaptation règlement EGG 1935/2004.
- Cette fiche de sécurité contient des informations basées sur nos connaissances du produit concerné et qui sont données en toute bonne foi. Nous attirons également l'attention de l'utilisateur sur les risques éventuels qu'il court s'il utilise le produit pour d'autres applications que celles pour lesquelles il est normalement indiqué.
- Cette fiche de sécurité ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître l'ensemble des textes et des applications qui réglementent normalement son activité. L'utilisateur aura la responsabilité de prendre les mesures de précaution nécessaires à l'application qu'il fait du produit. L'ensemble des dispositions réglementaires doit aider l'utilisateur à respecter les obligations régissant l'utilisation d'un produit dangereux.
- Cette liste ne doit pas être considérée comme complète et l'utilisateur a la responsabilité de décider à quelles obligations il doit satisfaire (éventuellement d'autres textes de loi que ceux qui sont mentionnés ici concernant l'achat et la manipulation du produit).