

Pansements non tissé blancs nus



Support adhésif

• Matière : Non tissé extensible (Polyester).

Couleur : blanc. Poids : 40 - 55 g/m² Adhésif : Acrylique non irritant.
Poids : 45 à 70 g/m².
Adhésivité (pelage) : 180 à 300 g/cm.

Compresse absorbante

• Matière : Non tissé, en polyester, viscose. Grille anti-adhérente en polypropylène.

• Matières colorantes : absence. • Agent optique : absence. • Poids : 90 g/m² minimum.

Protecteur

• Matière : Polyéthylène bosselé ou Papier siliconé blanc Couleur : Blanc. Poids nominal : 63 g/m². Poids : 80 g/m².

Enveloppe pansements

• Matière : Papier sans impression. • Type : Papiers scellables à froid.

• Validité du produit : 3 ans.