

Porte-aiguille Mayo Hégar - Réf. 100AKA100 et 100AKB100



Caractéristiques techniques

- Dispositif stérile : non.
- Stérilisation : oui, tout type.
- Autoclavable : oui, 134°C – 18 min.
- Nettoyage : en machine ou à la main, avec un produit nettoyant n'attaquant pas l'acier inoxydable.
- Substances impropres : produit attaquant l'acier inoxydable.
- Matières : en acier inoxydable.
- Etiquetage : référence, marquage CE, adresse.
- Conditionnement : produit emballé en sachet individuel.
- Conditions de stockage : stocker le produit dans un endroit propre et sec, à une température entre - 40°C et + 95°C.
- Marquage sur le DM : référence, CE, lot.

Type	Référence	Dimension
Porte-aiguille Mayo Hégar	100AKA100	14 cm
	100AKB100	16 cm