


Stylet boutonné stérile à usage unique, réf. 102AEA



Description

- Le stylet boutonné ou stylet olivaire permet l'examination des canaux tissulaires ou des plaies sans aggraver davantage les tissus grâce à son embout arrondi.
- L'inspection d'une plaie permet de réaliser un diagnostic précis et d'adapter ainsi le traitement à prendre, ou la réalisation de points de sutures si nécessaire.
- Le stylet boutonné est utilisé par des professionnels de la santé (chirugiens, infirmières, etc).
- Stérile et à usage unique, le stylet olivaire doit être systématiquement jeté après usage.

Caractéristiques techniques

- Matiériaux : en acier inoxydable.
- Dimensions : longueur de 14 cm.
- Type : dispositif médical stérile de Classe IIa à usage unique.
- Mode de stérilisation : à l'oxyde d'éthylène.
- Conditionnement : sous blister souple (Film PA/PE 70 µm ; couche supérieure : papier médical 60g/m²).
- Durée de vie : 3 ans.
- Condition de stockage: stocker dans son emballage d'origine.
- Contre-indications : Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé ;
 - Ne pas re-stériliser.