

## Ciseaux de Kelly - Réf. 100ANA100, 100ANB100, 100APA100, 100APB100



### Caractéristiques techniques

- Dispositif stérile : non.
- Stérilisation : oui, tout type.
- Autoclavable : oui, 134°C – 18min.
- Nettoyage : en machine ou à la main, avec un produit nettoyant n'attaquant pas l'acier inoxydable.
- Substances impropres : produit attaquant l'acier inoxydable.
- Matières : en acier inoxydable.
- Etiquetage : référence, marquage CE, adresse.
- Conditionnement : produit emballé en sachet individuel.
- Conditions de stockage : stocker dans un endroit propre et sec, à température entre - 40°C et + 95°C.
- Marquage sur le DM : référence, CE, lot.

Type de produit	Référence	Forme	Dimension
Ciseaux de Kelly	100ANA100	Droits	16 cm
	100ANB100	Droits	18 cm
	100APA100	Courbes	16 cm
	100APB100	Courbes	18 cm