


Pince Museux - Réf. 100AWA100 et 100AYA100



Caractéristiques techniques

- Dispositif stérile : non.
- Stérilisation : oui, tout type.
- Autoclavable : oui, 134°C – 18min.
- Nettoyage : en machine ou à la main, avec un produit nettoyant n'attaquant pas l'acier inoxydable.
- Substances impropres : produit attaquant l'acier inoxydable.
- Matière : en acier inoxydable.
- Etiquetage : référence, marquage CE, adresse.
- Conditionnement : produit emballé en sachet individuel.
- Condition de stockage : stocker le produit dans un endroit propre et sec, à température entre - 40°C et + 95°C.
- Marquage sur le DM : référence, CE, lot.

| Type de produit | Référence | Forme | Dimension |
|-----------------|-----------|--------|-----------|
| Pince Museux | 100AWA100 | Droite | 24 cm |
| | 100AYA100 | Courbe | |