

Pédicure Promed 2020 - Réf. 100CMA100



Caractéristiques techniques

- Vitesse de rotation : réglable en continu jusqu'à 20.000 tours/min.
- Equipements : - Poignée ergonomique : puissante et sans vibrations ;
 - Pince de serrage : rotative professionnelle ;
 - 5 LED : pour l'affichage de la vitesse de rotation ;
 - 1 LED = pour l'affichage de la pédale ;
 - Le « Safety Stop » (Arrêt de sécurité) ;
 - L'automatic speed Control : contrôle automatique de la vitesse ;
 - Régulateur tout-en-un.
- Ornement : décoré avec des cristaux de Swarovski.