

Curette fine dermatologique stérile, réf. 100DJA100 à 104



Description

- Curette fine dermatologique stérile à usage unique.
- Boîte de 10, chaque curette est emballée individuellement.
- Disponible en différents diamètres selon les références.
- Destiné aux petits soins dermatologiques.

Caractéristiques techniques

- Utilisée pour le curetage de carcinome de cellules basales, des verrues communes, séborrhéiques, plantaires, d'autres néoplasmes bénins de la peau, d'ulcères veineux...
- Stérile, prête à l'emploi.
- A usage unique, aucun risque de contamination croisée.

Référence	Dimension
100DJA100	Diamètre 2 mm
100DJA101	Diamètre 3 mm
100DJA102	Diamètre 4 mm
100DJA103	Diamètre 5 mm
100DJA104	Diamètre 7 mm