

Pince de Bishop-Harmann, réf. 100AGA100 & 100AGB100



Description

- Dispositif médical stérile avec ou sans griffes selon le modèle choisi.
- La pince de Bishop-Harmann est très utilisée dans le domaine de la chirurgie.
- Très adaptée pour le maintien de compresses, de coton ou encore de pansements.

Caractéristiques techniques

- **Matières** : Acier inoxydable.
- **Dispositif** : - Stérile : non ;
- Stérilisation : oui, tout type ;
- Nettoyage : en machine ou à la main, avec un produit nettoyant n'attaquant pas l'acier inoxydable..
- **Autoclavable** : oui, 134°C – 18min.
- **Substances impropres** : produit attaquant l'acier inoxydable.
- **Étiquetage** : référence, marquage CE, adresse.
- **Conditionnement** : emballé en sachet individuel.
- **Conditions de stockage** : dans un endroit propre et sec, à une température allant de - 40°C à 95°C.