



Pince Adson stérile à usage unique



102ABA
Pince avec griffes



102ACA
Pince sans griffes

Description

- La pince Adson stérile est utilisée en chirurgie pour les dissections.
- Sa forme étudiée, large zone de préhension et mors fins, offre une grande précision dans les gestes.
- La pince Adson permet de joindre les bords d'une plaie lors d'une suture.
- Elle permet également de garder en place des compresses, des tampons ou des fils de suture sur une plaie.
- La pince Adson vous permet d'explorer également des tissus et des plaies ouvertes avant de procéder à la suture.

Caractéristiques techniques

- **Matériaux** : en acier inoxydable de qualité.
- **Modèles** : - Forme droite avec griffes (réf. **102ABA**) ;
- Forme droite sans griffes (réf. **102ACA**).
- **Dimensions** : longueur de 12 cm.
- **Type** : dispositif médical de classe IIa à usage unique.
- **Conditionnement Blister souple** : - Film PE/PE : 70 µm ;
- Couche supérieure : papier médical 60g/m².
- **Mode de stérilisation** : à l'oxyde d'éthylène.
- **Durée de vie** : 3 ans.
- **Condition de conservation et de stockage** : le dispositif médical stérile doit être stocké dans son emballage d'origine.
- **Contre-indications** : - Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé ;
- Ne pas re-stériliser.