

Drap d'examen Valaroll[®], réf. 56322



Description

- Drap d'examen en ouate de cellulose de couleur blanche adapté aux soins médicaux. Non stérile à usage unique.
- Pour la protection des tables d'examens ou de la literie.

Caractéristiques techniques

- **Composition** : 50% cellulose pure ouate et 50% cellulose recyclé.
- **Épaisseur** : 0,175 mm à plus ou moins 5 %.
- **Grammage** : 35 g/m² à plus ou moins 5 %.
- **Capacité d'absorption (ISO 12625-8)** : 148 ml/m².
- **Résistance à sec** : - Sens machine (ISO 12625-4) : 10,4 N ;
- Sens travers (ISO 12625-4) : 3,7 N.
- **Couleur** : blanc.
- **Dimensions** : - Rouleau : Lo 570 x la 50 cm ;
- Feuille : la 38 x Lo 50 cm.
- **Poids** : 1 kg.
- **Conditionnement** : par rouleau de 150 feuilles. Les rouleaux sont protégés individuellement dans un sachet plastique, puis conditionnés dans un carton.
- **Nombre de plis** : 2.