

Gel de contact Unigel, réf. 82941B & 100FRA



82941B



100FRA

Description

- Gel de transmission ultrasonique.
- Hypoallergénique, Hydrosoluble, non irritant, non corrosif, non abrasif.
- Il est utilisé dans plusieurs domaines comme l'obstétrique, la cardiologie, gynéco-obstétrique...
- Ce gel est préconisé pour un usage externe.

Caractéristiques techniques

- **Composition** : - Eau ;
- Polymères ;
- Agents colorants ;
- Conservateurs ;
- Agents humectant ;
- le gel ne contient pas de parabène.
- **PH** : 6.2 à plus ou moins 0.4.
- **Densité** : 1.02 gr/cm³.
- **Viscosité** : 80.000 à plus ou moins 10.000 cps.
- **Stérilisation** : produit non stérile.
- **Conditions de stockage** : conserver dans un lieu sec et frais, à l'abri de la lumière du jour, de la poussière et des émanations chimiques.
- **Précautions particulières** : intégrité de l'emballage.
- **Durée de validité du produit** : 5 ans.

Référence	Désignation	Contenance
82941B	Gel de contact bleu	250 mL
100FRA	Gel de contact bleu	5 L