

Lecteur OneTouch Select Plus, réf. 100FHA



Description

- Le lecteur de glycémie OneTouch Select Plus est destiné aux personnes atteintes de diabète.
- Il permet une autosurveillance glycémique.
- Les objectifs glycémiques peuvent être paramétrés en fonction des repas en activant la fonction « Info. repas ». L'utilisateur peut ensuite qualifier ces glycémies comme « avant repas » ou « après repas ».

Caractéristiques techniques

- **Indicateur par code couleur** : Positionne instantanément vos résultats lorsqu'ils sont bas, élevés ou dans l'objectif.
- **Objectifs personnalisés en fonction de vos besoins** : vos objectifs peuvent être paramétrés en fonction de vos repas en activant la fonction Info. Repas.
- **Prise en main facile** : lors de la première utilisation, il vous suffit de vérifier que le paramétrage initial de votre lecteur soit correct.
- **Marquage des repas, situe les résultats dans leur contexte** : l'option «info. Repas» vous permet de consulter vos moyennes «avant repas» ou «après repas».
- **Conformité** : vous pouvez vous fier aux résultats car le système répond aux critères de fiabilité de la norme EN ISO 15197 :2015.
- **Contenu de l'emballage** : - 1 lecteur OneTouch Select Plus (piles fournies) ;
 - 1 étui de transport ;
 - 1 stylo autopiqueur OneTouch Delica ;
 - 10 lancettes stériles OneTouch Delica (réf. 01012LANC) ;
 - 10 bandelettes réactives OneTouch Select Plus (réf. 100FIA).