

Pilulier semainier Anabox, réf. 100BUA100



Description

- Une vérification est rapidement possible, parce que vous pouvez voir en un coup d'oeil s'il y a encore des médicaments dans l'un des piluliers journaliers.
- On place le pilulier journalier vide à l'arrière du réservoir. A l'avant, apparaît le pilulier journalier pour le lendemain.
- Le pilulier journalier et le réservoir résistent au lave-vaisselle, car ils se composent de matières plastiques de haute qualité.
- On peut facilement faire glisser le couvercle du pilulier journalier pour ouvrir. Si vous voulez aller vite, il vous suffit de soulever le couvercle.

Caractéristiques techniques

- **Matière :** plastique.
- **Composition :** - 7 piluliers journaliers indépendants ;
- Chaque pilulier journalier contient 5 cases (matin, midi, soir, nuit et si besoin) ;
- La case du matin est plus grande et permet aux mal-voyants de se repérer.
- **Dimensions :** - Le semainier : Lo 18.5 x la 11.7 x H 4.6 cm ;
- Cases : Lo 3.4 x la 2 x H 2 cm.