

Pilulier Pilbox 7, réf. 100CAA100



Description

- Accroché au mur ou posé sur la table de la cuisine, le semainier Pilbox 7 est une aide indispensable pour suivre avec précision et facilement votre traitement à domicile ou en vacances.
- Simple à utiliser, il peut être facilement placé hors d'atteinte des enfants, pour une sécurité optimale.
- Il est conseillé aux personnes sédentaires et/ou dépendantes, suivant un traitement composé d'un nombre important de médicaments.
- Idéal pour les pathologies telles que le cholestérol, diabète, hypertension, cancer, compléments alimentaires...
- Il est muni d'un système de rangement ingénieux. Une fois les médicaments pris, le module utilisé se range sur le dessus et le module du jour suivant se positionne automatiquement en bas du pilulier.
- Robuste et de grande contenance : les modules peuvent accueillir un grand nombre de comprimés.
- Remplissage facile en une fois.
- Adapté aux malvoyants grâce à des repères sensoriels pour indiquer chaque prise de médicaments.

Caractéristiques techniques

- **Dimensions :** - Etui : H 15 x L 13 x Ep. 5 cm ;
- Module : H 13 x L 4 x Ep. 2 cm ;
- Compartiment : H 3 x L 3,7 x Ep. 2 cm.
- **Composition :** - 7 modules journaliers indépendants et amovibles qui se transportent facilement ;
- Un module se divise en 4 grandes cases. Chaque case peut contenir jusqu'à 15 gélules de taille standard ;
- Système de fermeture « spécial voyage » : une languette bloque la sortie des modules.
- **Manipulation :** - Sécurité jour/nuit : la tirette de chaque module coulisse dans les 2 sens afin de garantir une prise, en toute sécurité, des médicaments de jour et des médicaments de nuit (souvent des somnifères) ;
- Sens d'ouverture jour vers la droite : la tirette s'ouvre sur 3 cases « matin, midi, soir » et se bloque ;
- Sens d'ouverture nuit vers la gauche : la tirette s'ouvre sur une case « nuit » et se bloque.