

Tire comédon, réf. 100BFA100



Description

- Le tire comédon est très utile pour l'extraction mécanique par pression des comédons sans abîmer la peau.
- Il permet le nettoyage de la peau acnéique.

Caractéristiques techniques

- **Matériau** : Acier inoxydable.
- **Dimension** : longueur de 14.3 cm.
- **Dispositif** : non stérile.
- **Stérilisation** : oui, tout type.
- **Autoclavable** : oui à 134°C – 18min.
- **Nettoyage** : en machine ou à la main, avec un produit nettoyant n'attaquant pas l'acier inoxydable.
- **Substances impropres** : produit attaquant l'acier inoxydable.
- **Étiquetage** : référence, marquage CE, adresse.
- **Conditionnement** : le produit est emballé en sachet individuel.
- **Conditions de stockage** : entreposer le produit dans un endroit propre et sec, à une température ambiante entre -40°C et 95°C.
- **Marquage sur le DM** : référence, CE, lot.