

Grattoir de Vidal tranchant, réf. 100BGA100



Description

- Le grattoir de Vidal tranchant est utilisé en dermatologie pour les petits soins ou en chirurgie dermatologique.
- Il est utilisé pour le traitement des lésions dues aux maladies de peau telles que : verrues, ulcères, macules, érosions, squames, pustules, etc.
- Son bout arrondi est conçu pour gratter les morceaux de peau morte de manière précise et en toute sécurité.

Caractéristiques techniques

- **Matériau** : en acier inoxydable de qualité.
- **Dimension** : longueur de 13 cm.
- **Dispositif** : non stérile.
- **Stérilisation** : oui tout type.
- **Autoclavable** : oui à 134°C – 18min.
- **Nettoyage** : en machine ou à la main, avec un produit nettoyant n'attaquant pas l'acier inoxydable.
- **Substances impropres** : produit attaquant l'acier inoxydable.
- **Étiquetage** : référence, marquage CE, adresse.
- **Conditionnement** : emballé en sachet individuel.
- **Conditions de stockage** : entreposer dans un endroit propre et sec entre, à une température ambiante entre -40°C et 95°C.
- **Marquage sur le DM** : référence, CE, lot.