


## Pilulier Dosett Medi, réf. 100CDA100



### Description

- Le pilulier Dosett Medi permet le transport et le classement des médicaments.
- Sa conception permet de suivre des traitements complexes.
- Pratique, le pilulier Dosett Medi dispose d'une sécurité enfant.
- Il permet de classer jusqu'à 4 prises de médicaments quotidiennes sur une semaine. La grandeur des compartiments permet de recevoir de nombreuses gélules ou comprimés.
- Son rechargement est facile et rapide, il suffit de sortir le plateau complet de 28 compartiments.

### Caractéristiques techniques

- **Dimensions :** - Pilulier : H 28 x la 103 x Lo 155 mm ;  
- D'un compartiment : H 15 x la 18 x Lo 21 mm.