

Garrot à clip bébé, réf. 100BMA100



Description

- Le garrot à clip bébé est muni d'un système d'attache à libération uni manuelle.
- Le système d'attache permet d'ajuster la pression exercée sur la veine, afin de minimiser le risque d'hémolyse.
- Destiné à exercer une compression externe circulaire sur le membre supérieur afin de faire saillir la veine, dans le but de réaliser plus facilement un prélèvement veineux.
- Très simple d'utilisation, il peut s'utiliser d'une seule main.

Caractéristiques techniques

- **Matériau** : absence de PVC, de Latex et de produits d'origine animale ou biologique.
- **Dispositif médical** : non stérile.
- **Conseils d'utilisation** : - Eviter le stockage à des températures extrêmes ;
- Retirer le garrot dès les premières gouttes de sang prélevées afin d'éviter une hémolyse des hématies.
- **Système** : il dispose de deux boutons pressions, l'un pour desserrer lentement et l'autre pour ouvrir.