

## Stylo à cautériser à pointe droite, réf. 100ELA



### Description

- Le stylo à cautériser à pointe droite permet la cautérisation MTC FIAB.
- Il est équipé d'un système de batterie bipolaire stérile autoalimenté pour la cautérisation de petits vaisseaux.
- Le stylo à cautériser peut atteindre une température de service de 800°C.
- Le stylo à cautériser MTC permet la perforation des ongles en cas d'hématome.

### Caractéristiques techniques

- **Alimentation** : 2 batteries alcalines type AA (incluses)
- **Dimension** : longueur de 18 cm.
- **Poids** : 65 g.
- **Température maximale** : 800°C.
- **Stérilisation** : Oxyde d'éthylène.
- **Conformité** : CE classe IIb.
- **Expiration** : 48 mois après la date de production.