

Nébuliseur Omron C900, réf. 100BSA100



Description

- Le Nébuliseur Omron C900 est un compresseur fonctionnant sur secteur.
- Il offre un grand confort d'utilisation et reste silencieux.
- Il est utilisé pour le traitement des maladies respiratoires (asthme, bronchite chronique, allergies, etc.).
- La taille des particules propulsées favorise le dépôt efficace du médicament dans les voies respiratoires basses, bronchioles et alvéoles.

Caractéristiques techniques

- Niveau sonore : environ 55 dB à 1 mètre.
- Taille des particules propulsées : 3 μ m.
- Vitesse de nébulisation : 0.4 ml par minute.
- Taux de débit de nébulisation : 0.57ml (2ml, 1% NaF).
- Poids : 2,2 kg.
- Capacité du réservoir à médicament : minimum 2ml et maximum 7 ml.
- Accessoires fournis :
 - Un embout buccal ;
 - Un embout nasal ;
 - Un adaptateur pour masques enfants ;
 - Un masque adulte ;
 - Un masque enfant ;
 - Un tube à air ;
 - Un filtre à air ;
 - Un couvercle de filtre à air.