

## Pansement israélien compressif d'urgence, réf. 02023M



- ✓ Bandage stérilisé
- ✓ Facile d'utilisation
- ✓ Stoppe tout saignement rapidement
- ✓ Aucun équipement supplémentaire n'est nécessaire.
- ✓ Applicable sur toutes personnes et sur différentes parties du corps
- ✓ Contrôle des saignements



### Description

- Le pansement compressif israélien est un bandage stérilisé.
- Facile d'utilisation, il est destiné aux soins de premiers secours afin de stopper tout saignement rapide.
- Aucun équipement supplémentaire n'est nécessaire.
- Applicable sur toutes personnes et sur différentes parties du corps afin de contrôler le saignement et permet de panser les blessures et les écorchures.
- L'utilisation de la barre de pression permet de contrôler les saignements en tant que première mesure.
- Facile à utiliser, il est possible de le poser soi-même sans assistance.



### Caractéristiques techniques

- **Composition** : - Une compresse absorbante ;  
- Un applicateur de pression ,  
- Une barrette de fermeture.
- **Coloris** : vert.
- **Dimensions** : - Longueur de la bande non étirée : 3 m ;  
- Largeur de la bande : 10 cm ;  
- Longueur de la compresse absorbante : 20 cm ;  
- Longueur de la bande étirée : 4 m.
- **Poids** : 0.40 g.
- **Type de dispositif** : dispositif médical de classe 1 , stérile.