

Pèse-bébé et enfant électronique, réf. 27312



Description

- Le pèse-bébé et enfant électronique est une balance multifonctions avec support amovible.
- Le support s'utilise pour les nouveau-nés ou sans pour les enfants.
- Il est équipé d'une fonction de mémorisation de la différence entre 2 poids, ce qui permet d'observer l'augmentation de poids du nourrisson après lui avoir donné à manger.
- L'écran LCD permet de lire plus facilement les données.
- Il est également doté des fonctions de réinitialisation automatique, auto-tare et auto-attente.
- Il dispose également de l'arrêt automatique et d'un indicateur de batterie faible.

Caractéristiques techniques

- Equipements et fonctions : - Plateau rigide amovible ;
- Mémorisation de la différence entre 2 poids ;
- Ecran digital LCD.
- **Commutable** : en kg/lb/st.
- **Capacité** : 20 kg.
- **Graduation** : 10 g.
- **Dimensions** : - Pèse-bébé : Lo 525 x la 305 x H 63 mm ;
- Avec support : Lo 525 x la 305 x H 95 mm.
- **Poids** : 2 kg.
- **Alimentation** : batterie composée de 2 x CR2032 (batteries au lithium).