

Trousse ophtalmologique Skiascope BETA 200 2.5V XHL, Réf. 100SKA



Description

- Le Skiascope BETA 200 permet de mesurer la réfraction de l'œil.
- Les défauts d'adaptation comme la myopie et l'hypermétropie, ainsi que l'astigmatisme peuvent être détectés et déterminés grâce à ce dispositif.
- Le skiascope BETA 200 avec ParaStop offre grâce à son optique de pointe de haute qualité un reflet du fond d'œil exceptionnellement clair et permet une reconnaissance aisée du point d'inversion.
- Le ParaStop a été conçu par HEINE pour faciliter le réglage précis du faisceau lumineux parallèle.
- En outre, le ParaStop permet, lors de la détermination de l'axe des cylindres, l'obtention aisée et rapide d'un résultat précis. Il en va de même pour la vérification de la correction des cylindres dans des verres correcteurs.
- Le faisceau lumineux très clair et précis avec une largeur de fente type de 1.1mm (norme ISO 12865, inférieur à 1.5 mm) et une longueur de fente de 35 mm.
- La forme ergonomique abrite l'orbite oculaire de l'examineur de la lumière ambiante.
- Le parfait fonctionnement du BETA 200 est garanti avec les poignées rechargeables BETA actuelles et les transformateurs muraux EN100 / EN200.
- Il est principalement utilisé en cabinet médical, médecine du travail et médecine scolaire.

Caractéristiques techniques

- **Composition** : - Le Skiascope à fente BETA 200 en version XHL (Xénon Halogène) ;
 - Une poignée à piles ;
 - Une ampoule de rechange ;
 - Un étui rigide.
- **Matériau** : - Commandes de réglage : en métal (robuste, assure une grande longévité) ;
 - Ampoule : Xénon Halogène.
- **Technologie** : - ParaStop : réglage précis du faisceau lumineux parallèle ;
 - Filtre de polarisation : intégré, il élimine la lumière diffuse et les reflets internes ;
 - Appui-front pour porteur de lunettes : améliore confort et stabilité pendant l'examen..
- **Dimensions** : - largeur de fente type de 1.1mm ;
 - longueur de fente de 35 mm
- **Réglage** : - Luminosité : unique et en continue entre 100% et 3% (breveté), d'un seul doigt ;
 - Réglage unique pour la focalisation et la rotation de la fente.
- **Entretien** : étanche à la poussière.