


Lames de laryngoscope à usage unique Heine XP



Description

- Les lames de laryngoscope XP permettent de compléter ou de recharger la trousse laryngoscope d'urgence Heine avec lames XP.
- Plusieurs modèles sont disponibles, les lames Miller (0, 1, 2, 3 et 4) et Mac (1, 2, 3 et 4), pour une utilisation sur enfants et adultes.
- Elles évitent les transmissions d'infections d'un patient à l'autre.
- Elles sont de qualité identique aux lames FO possédant un faisceau de fibres optiques intégré (lames les plus vendues au monde).
- La forme des lames est étudiée avec des bords arrondis pour simplifier l'intubation et réduire les risques de blessures.
- Elles sont très résistantes à la torsion, pratiquement incassables.
- Les lames ne gèlent pas et ne collent pas à la langue en cas de basse température.
- Les lames s'adaptent sur toutes les poignées FO standard selon la norme ISO 7376 (norme verte).

Caractéristiques techniques

- Dispositif : dispositif à usage unique.
- Conformité : conformes à la norme ISO 7376 (norme verte).

Référence	Type de lames XP/25	Longueur totale	Largeur à l'extrémité distale
100TXA	Miller 0	80 mm	10 mm
100TYA	Miller 1	104 mm	10 mm
100TZA	Miller 2	155 mm	13 mm
100UAA	Miller 3	195 mm	13 mm
100UBA	Miller 4	221 mm	14 mm
100TTA	Mac 1	90 mm	9 mm
100TUA	Mac 2	114 mm	10 mm
100TVA	Mac 3	134 mm	14 mm
100TWA	Mac 4	154 mm	14 mm