

Sondes de prélèvement histologique stériles



Description

- Les sondes de prélèvement histologique servent pour le dépistage du cancer et des hyperplasies de l'endomètre.
- Elles sont disponibles en 3 modèles :
 La sonde de prélèvement **standard** permet d'effectuer les prélèvements courants.
 La sonde de prélèvement **mini** permet d'effectuer les prélèvements chez les patientes présentant un col utérin ou un canal cervical étroit et chez les patientes post ménopausées.
 La sonde de prélèvement **courbe** permet d'effectuer des prélèvements latéralement et chez les patientes présentant un utérus de forme non conventionnelle ou pour cibler le prélèvement.

Caractéristiques techniques

- **Type** : dispositif médical stérile à usage unique.
- **Composition** : - Une gaine transparente graduée, fermée à l'extrémité et percée latéralement dans la partie distale ;
 - Un piston permettant le prélèvement par aspiration.
- **Conditionnement** : sous sachet individuel.
- **Conformité** : dispositif médical de Classe I stérile.

Référence	Désignation	CH	Diamètre	Longueur
100QFA101	Standard	9	3 mm	23 cm
100QFB101	Mini	6	2 mm	27 cm
100QFC101	Courbe	6	2 mm	27 cm