

Brosse de prélèvement cytologique



Description

- La brosse de prélèvement cytologique est conçue pour l'échantillonnage cytologique endocervical en gynécologie.
- La brosse permet de réaliser le frottis cytologique cervico-utérin dans le cadre du dépistage du cancer du col de l'utérus.
- Elle est disponible sous deux formes de tête (droite ou conique) et en version stérile ou non stérile.



Caractéristiques techniques

- **Dimensions :** - Ecouvillon cylindrique : 2.1 cm de long ;
- Manche plastique : 17.5 cm.
- **Version :** stérile (sous emballage individuel) et non stérile.
- **Stérilisation :** stérilisé à l'oxyde d'éthylène.

Référence	Désignation	Diamètre	Type de dispositif
100QGB	Brosse de prélèvement cytologique droite	3.5 mm	Stérile
100QHB	Brosse de prélèvement cytologique conique	5 mm	Stérile
100QIB	Brosse de prélèvement cytologique droite	3.5 mm	Non stérile
100QJB	Brosse de prélèvement cytologique conique	5 mm	Non stérile