


Brosses de prélèvement cytologique endocol et exocol, réf. 100QKB



Description

- La brosse de prélèvement cytologique est utilisée pour les frottis cervico-vaginal en gynécologie.
- La tête de la brosse est conçue pour prélever simultanément des cellules endo et exocervicales.
- La brosse de prélèvement est un dispositif médical non stérile, à usage unique.
- La brosse est étudiée pour réaliser un prélèvement indolore et en toute sécurité pour la patiente.
- Elle est utilisée dans le cadre du dépistage du cancer du col de l'utérus.

Caractéristiques techniques

- **Matériau** : manche en polypropylène, non détachable.
- **Dimension** : longueur de 17 cm.
- **Type de dispositif** : non stérile, à usage unique.
- **Conditionnement** : par lot de 50.