

## Table de lit et de fauteuil avec piètement cintré en U, réf. 100UTA100



### Description

- La table de lit est un dispositif médicale pratique avec son piètement étudié pour passer facilement au-dessus d'un fauteuil.
- Elle permet aux patients hospitalisés de s'installer au lit ou au fauteuil pour prendre leur repas.
- La table médicalisée est livrée démontée, son montage est très facile.
- Elle dispose de réglages manuels pour le confort du patient (inclinaison du plateau, hauteur réglable avec coulisseau, piètement à ouverture réglable).
- La table de lit et de fauteuil avec piètement cintré en U est un dispositif de fabrication française.

### Caractéristiques techniques

- **Matériau** : - Coulisseau et support plateau : tube en acier ;  
- Plateau : médium (MDF), feuille PVC thermoformée) ;  
- Molettes de blocage pour la hauteur et l'inclinaison : en plastique.
- **Finition** : époxy.
- **Coloris** : gris pastel.
- **Colonne** : réversible à droite ou à gauche.
- **Dimensions** : - Tube acier : H 30 x L 30 x Ep. 2 mm ;  
- Plateau (hors tout) : Lo 785 x la 400 x Ep. 16 mm ;  
- Hauteur réglable avec coulisseau : de 720 à 1110 mm ;  
- Longueur de piètement : de 620 à 830 mm ;  
- Piètement : la 400 x H 90 ;  
- Piètement à ouverture réglable, côte intérieur U : de 565 à 770 mm ;  
- Roulettes : diamètre de 50 mm dont 2 à frein.
- **Poids** : 9 kg.
- **Garantie** : 2 ans contre tout vice de fabrication.