

Panier de rangement pour brassards, réf. 100RWA



Description

- Le panier de rangement mural est destiné au rangement des brassards de tensiomètre.
- Accessoire indispensable, il permet de faciliter la visibilité et l'accessibilité des brassards.
- Le flux de travail est facilité dans les services médicaux de grande taille : milieu hospitalier, services des urgences, etc.
- Le panier de rangement mural présente plusieurs avantages :
 1. Le gain de temps pour le personnel médical ;
 2. L'encombrement réduit : n'occasionne aucune gêne pour la circulation ;
 3. Il sécurise le matériel, nul danger de le faire tomber ou de le perdre.
- Son installation est très simple, il suffit de 2 trous pré-perçés pour la fixation murale.

Caractéristiques techniques

- **Matériau** : panier métallique solide pour une utilisation durable.
- **Dimensions** : H 170 x L 175 x P 97 mm.
- **Capacité** : 2 ou 3 brassards.
- **Fixation** : 2 trous de fixation murale pré-perçés pour une installation facile.