

Set de retrait de stérilet, réf. 100QPB



Description

- Le set de retrait d'un stérilet se compose de quatre instruments gynécologiques nécessaires pour l'opération.
- Le set est un dispositif médical stérile utilisé en gynécologie.
- Les instruments, qui composent ce set, sont disponibles séparément sur le site.

Caractéristiques techniques

- **Composition :** - Une pince de Pozzi droite : pour la préhension du col de l'utérus, pince médicale biocompatible en polyamide ;
- Un hystéromètre CH14 : pour mesurer la longueur de la cavité utérine, gradué de manière claire pour faciliter la lecture ;
- Une paire de ciseaux coupe-fils : pour coupe latérale ;
- Une pince de retrait de stérilet : pour saisir le fil du stérilet efficacement sans risque de glisser. Permet également de saisir la boule de compresse pour la désinfection.
- **Type de dispositif :** dispositif médicale stérile, à usage unique.
- **Stérilisation :** à l'oxyde d'éthylène.
- **Conditionnement :** par lot de 10 sets.

Référence	Instrument	Type	Matériau	Dimensions
100QQB	Pince de pozzi droite	Avec griffes	Biocompatible en polyamide	Longueur 25 cm
100TIB	Hystéromètre CH14	Manche rigide, avec graduation claire	---	Ø 4.6 mm
100QUB	Coupe fil latéral	lames pour coupe latérale	Manche en ABS, lames en acier inoxydable	Longueur 22 cm
100QWB	Pince de retrait de stérilet	ciseaux-pince	---	Longueur 25 cm