


Pince de Chéron, réf. 100QSB et 100QTB



Description

- La pince de Chéron est un dispositif médicale stérile, à usage unique.
- Elle est utilisée lors des interventions gynécologiques pour le badigeonnage antiseptique et les soins du col utérin.
- Pince à pansement utérin pratique pour la préhension des compresses et tampons.
- Les extrémités de la pince permettent la réalisation de diverses opérations.
- La pince de Chéron se présente sous forme de ciseaux-pince pour une prise en main facile.

Caractéristiques techniques

- **Matériau** : biocompatible en ABS.
- **Type** : dispositif médical à usage unique stérilisé.
- **Stérilisation** : à l'oxyde d'éthylène.
- **Dimension** : longueur de 25 cm.
- **Version** : - Réf. **100QSB** : pince droite ;
- Réf. **100QTB** : pince courbée.
- **Conditionnement** : en lot de 20, sous emballage individuel.