


Pince de retrait de stérilet, réf. 100QWB



Description

- La pince de retrait de stérilet est un instrument médical à utiliser en gynécologie.
- Elle est conçue pour retirer en toute sécurité le Dispositif Intra-Utérin (DIU).
- La pince se présente sous forme de ciseaux-pince pour une prise en main facile.
- Les extrémités sont étudiées pour saisir le fil du stérilet efficacement sans glisser.

Caractéristiques techniques

- **Matériau** : pince en polyamide.
- **Type** : dispositif médical à usage unique stérilisé.
- **Stérilisation** : à l'oxyde d'éthylène.
- **Dimension** : longueur de 25 cm.
- **Conditionnement** : sous emballage individuel, en lot de 20