

Pince à biopsie, réf. 100QXB



Description

- La pince à biopsie est un dispositif médical.
- La pince est adaptée en gynécologique pour réaliser une biopsie sur les zones suspectes du col utérin.
- Elle est utilisée dans le cadre du dépistage du cancer du col de l'utérus.
- Elle permet de prélever un fragment de muqueuse en vue de l'analyser.
- Les extrémités de la pince sont conçues pour récupérer facilement le fragment en toute sécurité.
- La pince se présente sous forme de ciseaux pour une préhension facile.

Caractéristiques techniques

- **Matériau** : pince en polyamide.
- **Type** : dispositif médical à usage unique stérilisé.
- **Stérilisation** : à l'oxyde d'éthylène.
- **Dimension** : longueur de 26 cm.
- **Conditionnement** : sous emballage individuel, en lot de 20.