

## Crochet stérilet PM RETRIEVAL, réf. 100QYB



### Description

- Le crochet stérilet est un dispositif médical utilisé en gynécologie.
- Il permet de récupérer les fils d'un Dispositif Intra-Utérin (DIU), lorsqu'ils sont perdus dans le canal endocervical ou dans la cavité utérine.
- Le crochet stérilet peut également être utilisé, si nécessaire, pour l'extraction du stérilet.
- Il peut être facilement incurvé manuellement selon la morphologie de la patiente.
- Il peut être utilisé en complément de la pince de retrait stérilet (réf. **100QWB**) stérile à usage unique.

### Caractéristiques techniques

- **Type** : dispositif médical à usage unique stérilisé.
- **Stérilisation** : stérilisé à l'oxyde d'éthylène.
- **Dimension** : longueur de 26 cm.
- **Conditionnement** : sous emballage individuel, en lot de 20.