

Poignée Beta à piles, réf. 100SNA



Description

- La poignée à piles Beta® s'adapte sur les têtes des instruments de diagnostic médical Heine.
- Elle apporte la solution idéal pour toute une vie professionnelle.
- Une seule poignée convient à toutes les situations : otoscopes, ophtalmoscopes, etc.

Caractéristiques techniques

- **Matériau** : structure métallique de haute qualité, une solidité mécanique élevée et une longue durée de vie.
- **Équipement** : - Verrouillage automatique : une connexion rapide et une position absolument sûre des instruments ;
- Rhéostat : régulation en continu de la luminosité avec affichage de la puissance ;
- Surface de poignée moletée croisée : un maintien solide dans la main et une utilisation hygiénique ;
- Surface lisse du régulateur de luminosité et du verrouillage automatique : pour un meilleur entretien.
- **Compatibilité** : avec les instruments HEINE 3.5V XHL et LED.
- **Dimensions** : H 145 x Ø 30 mm.
- **Poids** : 180 g.
- **Alimentation** : piles IEC LR14 conseillées.
- **Conditionnement** : poignée à piles BETA livrée sans piles.