

Porte abaisse-langue HEINE, réf. 100SDA



Description

- Le porte abaisse-langue Heine est compatible avec les abaisse-langues standards en bois.
- Il s'agit d'un dispositif ergonomique et pratique pour maintenir l'abaisse langue en bois lors d'une auscultation.
- Il se fixe sur une poignée 3,5 V XHL (non fournie).
- Le porte abaisse-langue est doté de la technologie XHL (Xénon Halogène) pour un éclairage optimal sans éblouissement de la cavité buccale et du fond de la gorge.
- La lampe fixée sur le haut du porte abaisse-langue permet de voir plus précisément et mieux les parties examinées.

Caractéristiques techniques

- **Équipement** : - Eclairage : technologie XHL (Xénon Halogène) 3.5V ;
- Capuchon fileté pour ampoule.
- **Type de patient** : enfant et adulte.
- **Conditionnement** : livret sans poignée.