

Thermomètre numérique à pointe flexible, réf. 100YWA



Description

- Le thermomètre numérique avec sonde flexible et grand écran permet une prise de mesure rapide de la température.
- En cas de fièvre, une alarme retentit lorsque la température est supérieure à 37,8°C.
- Son embout souple et flexible permet une utilisation plus agréable.
- Le thermomètre numérique avec sonde flexible offre une solution idéale pour prendre la température des bébés et des enfants.

Caractéristiques techniques

- **Equipement** : - Sonde flexible : utilisation plus agréable ;
- Grand écran LCD rétroéclairé ;
- Alarme en cas de fièvre (température supérieure à 37,8°C) ;
- Indicateur de batterie faible.
- **Dimensions** : - Thermomètre : Lo 135 x La 34 x Ep. 18 mm ;
- Ecran LCD : L 27 x H 22 mm.
- **Poids** : environ 21 g (avec la pile).
- **Alimentation** : pile bouton LR41 (réf. 4920).
- **Autonomie** : environ 200 heures.
- **Temps de prise de mesure** : en 8 à 10 sec.
- **Plage de mesure** : de 32 à 43.9°.
- **Température de fonctionnement** : de 10°C à 40°C.
- **Conditions de stockage** : stocker à une température entre -10°C et 60°C.