


Toise matelas pédiatrique, réf. 100UQA



Description

- La toise matelas pédiatrique est pratique pour mesurer facilement et précisément la taille des bébés en position allongée.
- Elle se pose simplement sur une table ou un divan d'examen pédiatrique.
- Cette toise médicale est adaptée à une utilisation en maternité et pédiatrie.
- L'encombrement est réduit, elle s'enroule rapidement (transport facile pour les visites pédiatriques à domicile).

Caractéristiques techniques

- **Equipement :** - Appuie-tête fixe ;
- Appuie-pieds qu'il suffit de faire coulisser pour obtenir une mesure précise ;
- Trous sur le support de fixation supérieur pour suspendre le matelas au mur.
- **Dimensions :** - Matelas : Lo 121 x la 30 cm ;
- Plage de mesure : de 10 à 99 cm ;
- Graduations : 5 mm.
- **Entretien :** désinfection aisée à l'aide d'un détergent.