

Dermatoscope HEINE mini 3000 2.5V XHL, réf. 100TRA



Description

- Le dermatoscope de poche Heine mini 3000 propose un design moderne primé pour posséder une qualité maximale avec des dimensions minimales.
- Son éclairage avec des ampoules halogène xénon XHL permet une lumière claire et concentrée pour un éclairage uniforme avec un rendu des couleurs authentique.
- Son optique de qualité permet un grossissement 10x, avec mise au point de l'optique.
- Il est équipé d'un système de verrouillage par rotation.
- Le dermatoscope est uniquement combinable avec le système de poignée mini3000.
- Choix de différents embouts de contact pour l'examen : embouts de contact avec et sans graduation, peuvent être autoclavés. Petit embout de contact spécial pour l'examen des lésions difficiles d'accès.
- Il ne nécessite pas d'entretien et la poignée est utilisable pour d'autres têtes.

Caractéristiques techniques

- **Equipement** : - Tête et poignée détachable ;
 - Ampoules Xénon Halogène (XHL) : lumière claire et concentrée, sans éblouissement ;
 - Optique achromatique de haute qualité et neutre au niveau des couleurs fournit des images nettes et sans distorsions avec un grossissement de 10 fois ;
 - Système de verrouillage par rotation ;
 - Livré avec embout de contact spécial pour l'examen des lésions difficiles d'accès ;
 - Livré avec huile de dermatoscopie (10 ml).
- **Alimentation** : poignée à piles 2.5 V (fournies)
- **Autonomie** : 20 000 cycles marche/arrêt garantis.