

Boîte à coton médicale en inox, réf. 8365



Description

- La boîte à coton en acier est un dispositif médical permettant de stocker du coton ou de la ouate tout en les protégeant de la poussière et de l'humidité.
- La boîte est fabriquée dans un matériau résistant aux températures extrêmes.
- Son entretien se fait très simplement, pour nettoyer la boîte à coton, il faut utiliser de l'eau savonneuse. Il est important d'éviter d'appliquer un détergent qui attaque l'inox.

Caractéristiques techniques

- **Matériau** : en acier inoxydable.
- **Pièces constitutives** : le corps et le couvercle à pommeau.
- **Dimensions** : Ø 110 x H 140 mm.
- **Poids** : 313 g.
- **Résistance** : résiste aux températures allant de -10°C à 200°C.
- **Entretien** : nettoyage à l'eau savonneuse ou un détergent, désinfecter avec un désinfectant n'attaquant pas l'inox.