

## ECG Edan SE300 B 3 pistes, réf. 101HVA



- **Equipement en option** : recharge de papier (réf. 101HWA).
- **Dimensions** : - ECG : Lo 28,8 x la 21 x H 7 cm ;  
- Ecran LCD couleur : 320 x 240 ;  
- Papier : la 80 mm x Lo 20 m.
- **Poids** : 2,5 Kg.
- **Alimentation** : secteur (220V/110V - 50/60 Hz) et batterie rechargeable Li-ion.
- **Autonomie** : 3 heures.
- **Mémoire** : capacité de mémoire interne de 144 enregistrements.
- **Modes d'enregistrements des ECG** : manuel et automatique avec interprétation testée CSE/AHA/MIT.  
Enregistrement des 12 dérivations simultanément avec convertisseur 24 bits.  
Rapport PDF via USB.
- **Filtration digitale** : - Bande passante : 0.05 / 0.15 / 0.25 / 0.32 / 0.5 / 0.67 Hz ;  
- Bande étroite : 25 / 35 / 45 Hz/OFF ;  
- Principal d'alimentation : 75 / 100 / 150 Hz.
- **Sensibilité/amplitude** : 2.5 / 5 / 10 / 20.10 / 5 AGC (mm/mV).
- **Vitesse de déroulement du papier** : 5 / 6.25 / 10 / 12.5 / 25 ou 50 mm/s.
- **Conformité** : dispositif médical de classe IIB, validation CE / TÜV. Organisme notifié CE0123.

### Description

- L'ECG Edan SE-300 B est un électrocardiographe pratique, rapide et précis.
- Capacité de mémoire interne, imprimante thermique haute résolution intégrée et possibilité de brancher une imprimante externe pour une impression en format A4.
- Connectivité : Ethernet / RS232 / USB.
- Une fonction permet d'exporter automatiquement les rapports ECG en format PDF via une clé USB.

### Caractéristiques techniques

- **Détails de l'ECG** : - Ecran LCD couleur ;  
- Connectivité : Ethernet / RS232 / USB ;  
- Imprimante thermique haute résolution intégrée ou possibilité de brancher une imprimante externe pour impression des 12 dérivations sur A4.
- **Equipement livrés avec l'ECG** : - 1 Câble patient 10 fils à fiche banane ;  
- 6 électrodes précordiales ;  
- 4 sangles avec électrodes intégrées ;  
- 1 liasse de papier ;  
- 1 manuel d'utilisation ;  
- 1 fusible (rechange).