

## Défibrillateur de formation Fred Easy Life<sup>®</sup>, réf. 104HEA100



### Description

- Le défibrillateur Fred Easy Life<sup>®</sup> est un appareil de formation facile d'utilisation qui permettra de former les futurs utilisateurs à sauver des vies.
- Défibrillateur 2 en 1 : modes automatiques (DEA) et semi-automatiques (DSA) pour pouvoir former les utilisateurs à tous types d'appareils.
- **Fonctionnalités** : - Utilisation identique à celle des appareils réels avec affichage des instructions et messages vocaux ;
  - 9 scénarios prédéfinis ;
  - Télécommande infrarouge permettant à l'instructeur de choisir un scénario ou d'intervenir sur le déroulement d'un scénario ;
  - Electrodes de formation, réutilisables sur tous types de mannequins ;
  - Câble de liaison électrodes/appareil réutilisable.

### Caractéristiques techniques

- **Equipement** : - Une télécommande infrarouge ;
  - Câble pour électrodes de formation ;
  - 10 jeux d'électrodes de formations ;
  - 4 piles 1.5V AA/LR6.
- **Dimensions** : H 230 x L 220 x P 70 mm.
- **Poids** : inférieur à 1 kg.
- **Alimentation** : 4 piles 1.5V AA/LR6 (fournies).