

Trousse amovible externe, réf. 0660 / 0660R



0660



0660R



Poches filets

Elastique de maintien


Description

- Trousse amovible externe pouvant être fixée sur certains sac d'urgence Bagheera grâce à un système d'accroche Molle.
- Ouverture par le haut spécifiquement conçue pour faciliter l'accès au matériel d'oxygénothérapie.
- L'ouverture partielle avec fond permet de maintenir un insufflateur bavu, tout en offrant un accès direct aux masques.

Caractéristiques techniques

- **Matériaux** : - CORDURA 1100 deniers ;
- DICKSON Lac 640 (sur demande) ;
- Fermetures à glissière YKK : haute Résistance ;
- Velcro® YKK ;
- Mousse de 5 mm ;
- Entièrement bordé avec de la sangle Sérégé polyester, surpiquage de l'ensemble des coutures pour une résistance accrue.
- **Résistance** : - Sangles : résistance à la rupture 1000 daN ;
- Résistant à la déformation et l'allongement.
- **Equipement interne** : - 3 poches filet pour accueillir jusqu'à 5 masques ;
- 2 élastiques ;
- Il peut accueillir un porte sonde.
- **Coloris** : - Réf. 0660 : bleu ;
- Réf. 066R : rouge.
- **Dimensions** : H 46 x L 16 x P 11 cm.
- **Entretien** : - Lavage : utiliser un produit de moquette liquide ou en bombe en respectant les conseils du fabricant ;
- Séchage : laisser sécher dans une atmosphère sèche et aérée ;
- **Attention** : certains détergeants ainsi que les machines à laver peuvent abîmer l'enduit imperméable. Appliquer un imperméabilisant après chaque lavage.
- **Conseils d'entretien** : - Boue, saleté : brosser à sec ;
- Goudron : nettoyer à sec avec du white spirit ;
- Produits à base d'iode : tâches indélébiles.
- **Fabrication** : Origine France Garantie. C'est l'unique label qui certifie l'origine française d'un produit. Il assure aux consommateurs la traçabilité du produit en donnant une indication de provenance claire et objective. Les matières premières utilisées pour fabriquer les produits labélisés sont certifiées de fabrication française.

Système d'accroche Molle



Vue arrière

Vue en coupe