

Trousse Stratus interne, réf. 0636



Description

- La trousse amovible conçue pour le rangement et le transport du matériel de ventilation et réanimation.
- Complémentaire au sac Stratus O², elle se fixe à l'intérieur du sac grâce à ses bandes velours.
- Elle est équipée de passants élastiques de maintien, de poches filet et d'une poche fermée.

Caractéristiques techniques

- **Matériaux :** - Cordura ;
- Toile polyamide ;
- Cristal anti UV ;
- Fermetures à glissière YKK ;
- Velcro® YKK ;
- Bandes rétro réfléchissante (Norme ISO 20471 : 2013) ;
- Entièrement bordé avec de la sangle Sérégé polyester, surpiquage de l'ensemble des coutures pour une résistance accrue.
- **Équipement externe :** - Poignées de portage souple ;
- Porte étiquette pour identification ;
- Une bande velours permettant la fixation à l'intérieur du SAC Stratus O².
- **Équipement interne :** - Élastiques de maintien des sondes aspiration, intubation et colliers cervicaux ;
- 2 poches filet ;
- 1 poche fermée.
- **Dimensions :** H 15 x L 62 x P 10 cm.
- **Entretien :** - Lavage : utiliser un produit de moquette liquide ou en bombe en respectant les conseils du fabricant ;
- Séchage : laisser sécher le produit dans une atmosphère sèche et aérée ;
- **Attention :** certains détergeants ainsi que les machines à laver peuvent abîmer l'enduit imperméable. Appliquer un imperméabilisant après chaque lavage.
- **Conseils d'entretien :** - Boue, saleté : brosser à sec ;
- Goudron : nettoyer à sec avec du white spirit ;
- Produits à base d'iode : tâches indélébiles.
- **Lieu de fabrication :** Origine France Garantie. C'est l'unique label qui certifie l'origine française d'un produit. Il assure aux consommateurs la traçabilité du produit en donnant une indication de provenance claire et objective. Les matières premières utilisées pour fabriquer les produits labélisés sont certifiées de fabrication française.

