


Drap housse polyester enduit blanc, réf. 101WHA et 01022



Description

- Drap housse résistant et imperméable pour protéger un matelas une personne dans le secteur médical, dans les collectivités ou à domicile.
- Bactériostatique et anti-odeurs, il est adapté à une utilisation en milieu hospitalier, maison de retraite, HAD (Hospitalisation à Domicile), etc.
- Il convient parfaitement aux matelas de prévention des escarres.
- Linge professionnel confectionné dans une matière respirante et extensible pour le confort des patients.
- Le drap housse épouse les formes et évite les échauffements.
- Drap housse élastiqué pour un maintien parfait sur le matelas.

Caractéristiques techniques

- **Matériaux** : - Enduction de polyuréthane hydrophile anti-Feu ;
- Support : 100% polyester (respirant – imperméable – souple et confortable).
- **Composition** : 39 % de Polyester et 61 % Polyuréthane.
- **Traitement Antibactérien** : Ions Argent.
- **Masse** : plus ou moins 140 gr/m².
- **Perméabilité à la vapeur d'eau** : plus ou moins 500 gr/m² /24h à 37°C (DIN 53.122)-KLIMA B.
- **Imperméabilité aux liquides** : ISO 8111981 avant et après lavage, supérieur à 3000 mm.
- **Classement au Feu** : M1.
- **Coloris** : blanc.
- **Dimensions** : - réf. **01022** : L 190 x la 90 x H 15 cm ;
- réf. **101WHA** : L 200 x la 90 x H 15 cm.
- **Durée de vie** : de 3 à 4 ans
- **Conseils d'entretien** : - Supporte un entretien classique à 95°C ou entretien par épongeage avec un désinfectant hospitalier ;
- Séchage 60°C ;
- Ne pas repasser, chlorer, stériliser en autoclave ;
- Nettoyage à sec possible.
- **Conseils d'utilisation** : utilisation sur tout type de revêtement de matelas à prévention d'escarres, oreiller couverture. Protection du lit d'Hôpital et de collectivité.

	Sens chaîne	Sens trame
Résistance rupture (ISO 13934 1999)	170 N / 5 cm	130 N / 5 cm
Allongement rupture (ISO 13934 1999)	50 %	50 %
Résistance déchirure (ISO 13937 1)	25 N	25 N