

Trousse Energy pansement dépliant, réf. 0665



*Adaptable aux sacs : Typhon, Izard, City, Stream, Valise énergie, Eagle, Zébulon

Description

- La trousse d'urgence Energy verte est conçue pour organiser et ranger le matériel nécessaire à la réalisation de pansements (compresses, gants, sparadraps, fioles, etc.).
- Elle dispose de poignées souples pour son portage ou s'intègre et se fixe facilement dans certains sacs d'urgence Bagheera.
- Dépliable entièrement, la trousse Energy peut être ouverte à plat ou à la verticale grâce à un anneau de suspension.
- Elle permet une prise en charge jusqu'à 3 personnes maximum.

Caractéristiques techniques

- **Matériaux :** - Cordura ; Toile polyamide ; Cristal anti-UV ;
- Fermetures à glissière YKK ; Velcro® YKK ;
- Bandes rétro réfléchissantes (norme ISO 20471 : 2013) ;
- Grillatine PVC ; Élastique ; Mousse de 5 mm d'épaisseur ;
- Entièrement bordés avec de la sangle Sérégé polyester, surpiquage de l'ensemble des coutures pour une résistance accrue.
- **Équipement externe :** - 1 porte étiquette d'identification format carte de visite ;
- 2 bandes velours permettant une accroche aux sacs.
- **Équipement interne :** - 1 volet double poche avec fermeture à glissière ;
- 1 grande poche 4 filets sur la face avant ;
- 1 poche plaquée (34 x 20 cm) ;
- 1 grande poche cristal sur le dos ;
- 4 élastiques sur le fond 30 mm.
- **Dimensions :** - Trousse fermée : H 23 x L 35 x P 11 cm ;
- Trousse ouverte : H 75 x L 35 cm.
- **Coloris :** vert.
- **Entretien :** - Lavage : Utiliser un produit de moquette liquide ou en bombe en respectant les conseils du fabricant ;
- Séchage : Laisser sécher le produit dans une atmosphère sèche et aérée ;
- **Attention :** certains détergents ainsi que les machines à laver peuvent abîmer l'enduit imperméable. Appliquer un imperméabilisant après chaque lavage
- **Conseils d'entretien :** - Boue, saleté : broser à sec ;
- Goudron : nettoyer à sec avec du white spirit ;
- Produits à base d'iode : tâches indélébiles.