

## Trousse Energy ampoulier dépliant, réf. 10143



**Les pontets amovibles BAGHEERA**  
Les pontets amovibles permettent de ranger les drogues, fioles, ampoules, selon leurs dimensions, utilisations et de l'ordre selon leur attribution

	Ø de 6 à 9 mn	
	Ø de 18 à 20 mn	
	Ø de 20 à 23 mn	

*Elastiques montés sur Velcro-crochet*

\*Adaptable aux sacs : Typhon, Izard, City, Stream, Valise énergie, Eagle, Zébulon

### Description

- La trousse d'urgence Energy dépliant est équipée pour transporter de 60 à 100 ampoules en cas d'urgence.
- Elle dispose de pontets et volets amovibles, poches filet et cristal pour organiser au mieux le matériel.
- Cet ampoulier peut être transporté grâce à ses poignées souples ou fixé à l'intérieur de certains sacs de secours Bagheera à l'aide du système de fixation velcro®.

### Caractéristiques techniques

- **Matériaux :**
  - Cordura ;
  - Toile polyamide ;
  - Cristal anti-UV ;
  - Fermetures à glissière YKK ;
  - Velcro® YKK ;
  - Bandes rétro réfléchissantes (norme ISO 20471 : 2013) ;
  - Grillatine PVC ;
  - Élastique ;
  - Mousse de 5 mm d'épaisseur ;
  - Entièrement bordés avec de la sangle Sérégé polyester, surpiquage de l'ensemble des coutures pour une résistance accrue.
- **Équipement externe :**
  - Poignées souples ;
  - Porte étiquette.
- **Équipement interne :**
  - 1 volet double poche avec fermeture à glissière ;
  - 1 grande poche 4 filets sur la face avant ;
  - 1 grande poche cristal sur de dos ;
  - 2 plateaux amovibles pour ampoules avec système de pontets.
- **Dimensions :**
  - Trousse fermée : H 23 x L 35 x P 11 cm ;
  - Trousse ouverte : H 75 x L 35 cm.
- **Entretien :**
  - Lavage : utiliser un produit de moquette liquide ou en bombe en respectant les conseils du fabricant ;
  - Séchage : laisser sécher le produit dans une atmosphère sèche et aérée ;
  - **Attention :** certains détergeants ainsi que les machines à laver peuvent abîmer l'enduit imperméable. Appliquer un imperméabilisant après chaque lavage.
- **Conseils d'entretien :**
  - Boue, saleté : brosser à sec ;
  - Goudron : nettoyer à sec avec du white spirit ;
  - Produits à base d'iode : tâches indélébiles.